

## Бруси універсальні для навчання ходьби з перешкодами



Бруси для відновлення навиків ходьби з перешкодами Т/У – мають просту, надійну та зручну конструкцію, використовується в реабілітації після хвороб, які супроводжуються обмеженнями опорно-рухового апарату або тимчасовою втратою навиків ходьби. Бруси Т/У мають штучні перешкоди для здобуття навичок підйому і переставляння ніг для правильної ходи користувача.

### **Пристрій можна використовувати при таких захворюваннях:**

- Дитячий церебральний параліч (різні форми та види)
- Судинні захворювання або травми головного та спинного мозку з парезами та паралічем, а також важкими розладами рівноваги.
- Демієлінізуючі захворювання (розсіяний склероз, бічний аміотрофічний склероз та ін.).
- Різні м'язові захворювання(включаючи парез, параліч, дістрофія, міастенія, поліміозит)
- Після черепномозкової травми, травми хребта, спинного мозку і нижніх кінцівок

### **Результати при використанні реабілітаційного пристрою:**

- Покращує поставу, надаючи стабільну стійку опору при ходьбі
- Корегує ходу – дозволяє зміщати вагу тіла для правильного кроку
- Збільшує діапазон рухів – допомагає запобігти контрактурам стегон та колін
- Запобігає появі або розвитку остеопорозу – сприяє розвитку скелета
- Покращує кровообіг – знижує ортостатичну гіпотонію
- Нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту.